

ACTYS 20 FEMME, ACTYS 20 HOMME

Classe II, Pression 15, 1 à 20 mmHg ou 20, 1 à 27 hPa

Disponibles en format chaussettes, bas autofixant, et collants*.

*Concerne uniquement la gamme Actys 20 Femme

PRINCIPALES MATIERES : Polyamide, Elasthane, Silicone (Uniquement en format bas autofixant).

MODE D'ACTION : La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe, elle permet d'améliorer le retour vers le cœur.

INDICATIONS

- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise ou en station debout prolongée.
- Varicosités, varices.
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- Grossesse et 6 semaines après l'accouchement / 6 mois après césarienne (**dans la limite de l'extensibilité du produit**).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance / Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Laver le produit avant la première utilisation
- En cas d'AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d'abord soigner l'infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d'œdème...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Réactions cutanées (éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations, ampoules au niveau de la bande autofix des bas.)
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification aux Laboratoires Innothéra et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
- Site internet :** www.signalement-sante.gouv.fr.

CONSEILS D'ENFILAGE




CONSEILS D'ENTRETIEN

Lavage : A la main ou en machine à 30°C, sans adoucissant ni agent de blanchiment.

Essorage : Sans tordre.

Séchage : A plat, à l'abri de toute source de chaleur, ne pas repasser.



Laboratoires Innothéra
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil France

Cette notice est intégrée à l'étui.



ACTYS ATH (ANTI-THROMBOSE) MIXTE

Classe II, Pression 15, 1 à 20 mmHg ou 20, 1 à 27 hPa

Disponible en format **chaussettes et bas autofixant**.

PRINCIPALES MATIERES : Polyamide, Elasthane, Silicone (Uniquement en format bas autofixant).

MODE D'ACTION : La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe, elle permet d'améliorer le retour vers le cœur.

INDICATIONS

- La compression veineuse élastique des bas et chaussettes anti-thrombose est indiquée en prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical ou chirurgical.
- Elle est prescrite par un médecin qui a évalué le risque de thrombose veineuse, en fonction de votre état de santé et des circonstances actuelles.
- Les bas et chaussettes anti-thrombose doivent être portés sur chacune des 2 jambes, jour et nuit, dès que vous êtes en situation d'immobilisation ou d'alitement et tant que le risque de thrombose existe, avec la confirmation de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance / Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Laver le produit avant la première utilisation
- En cas d'AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d'abord soigner l'infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d'œdème...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Réactions cutanées (éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations, ampoules au niveau de la bande autofix des bas).
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification aux Laboratoires Innothéra et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
- **Site internet :** www.signalement-sante.gouv.fr.

CONSEILS D'ENFILAGE




CONSEILS D'ENTRETIEN

Lavage : A la main ou en machine à 40°C, sans adoucissant ni agent de blanchiment.

Essorage : Sans tordre.

Séchage : A plat, à l'abri de toute source de chaleur, ne pas repasser.



Laboratoires Innothéra
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil France

Cette notice est intégrée à l'étui.



ACTYS 10 FEMME

Classe I, pression 10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa

Disponible en format mi-bas et bas autofixant

PRINCIPALES MATIERES : Polyamide, Elasthane, Silicone (Uniquement en format bas autofixant).

MODE D'ACTION : La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe , elle permet d'améliorer le retour vers le cœur.

INDICATIONS

- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise ou en station debout prolongée.
- Varicosités, varices.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance / Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Laver le produit avant la première utilisation.
- En cas d'AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d'abord soigner l'infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d'œdème...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Réactions cutanées (éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations, ampoules au niveau de la bande autofix des bas).
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification aux Laboratoires Innothéra et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
- **Site internet :** www.signalement-sante.gouv.fr.

CONSEILS D'ENFILAGE




CONSEILS D'ENTRETIEN

Lavage : A la main ou en machine à 30°C, sans adoucissant ni agent de blanchiment.

Essorage : Sans tordre.

Séchage : A plat, à l'abri de toute source de chaleur, ne pas repasser.



Laboratoires Innothéra
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil France

Cette notice est intégrée à l'étui.



ACTYS 25 FEMME , ACTYS 35 MIXTE

Classe III, pression 20, 1 à 36 mmHg ou 27, 1 à 48 hPa

Disponibles en format *mi-bas* et *bas autofixant*.

PRINCIPALES MATIERES : Polyamide, Elasthane, Silicone (*Uniquement en format bas autofixant*).

MODE D'ACTION : La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe , elle permet d'améliorer le retour vers le cœur.

INDICATIONS

- Jambes lourdes ou douloureuses,
- Varices importantes.
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- Œdème veineux chronique.
- Insuffisance veineuse chronique avec troubles trophiques.
- Ulcère veineux cicatrisé.
- Thrombose veineuse superficielle ou profonde (TVS ou TVP), avec traitement anticoagulant (sauf si contre-indication).
- Complications de la TVP proximale (syndrome post-thrombotique) : prévention (6 mois à 2 ans) ou traitement des séquelles.
- Lymphœdème en phase de maintien.
- Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après césarienne), en cas d'affection veineuse chronique associée*.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.
**dans la limite de l'extensibilité du produit.*

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance / Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.
- Microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Laver le produit avant la première utilisation.
- En cas d'AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d'abord soigner l'infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d'œdème, ...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Réactions cutanées (éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations, ampoules au niveau de la bande autofix des bas).
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification aux Laboratoires Innothéra et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
- **Site internet :** www.signalement-sante.gouv.fr.

CONSEILS D'ENFILAGE

• Actys 25



• Actys 35




CONSEILS D'ENTRETIEN

Lavage : A la main ou en machine à 30°C, sans adoucissant ni agent de blanchiment.

Essorage : Sans tordre.

Séchage : A plat, à l'abri de toute source de chaleur, ne pas repasser.



Laboratoires Innothéra
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil France



Cette notice est intégrée à l'étui.